



# Therapie waarop u kunt vertrouwen

## InnoSpire Deluxe – vernevelingscompressorsysteem

InnoSpire Deluxe is een betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken vernevelingscompressorsysteem dat geschikt is voor de verneveling van de meeste aërosolmedicatie die wordt voorgeschreven voor de behandeling van ademhalingsaandoeningen.

InnoSpire Deluxe maakt deel uit van onze InnoSpire serie vernevelingscompressorsystemen waarmee patiënten op betrouwbare wijze hun geneesmiddelen toegediend krijgen.

InnoSpire Deluxe is geschikt voor professioneel gebruik en thuisgebruik en is ontworpen om langdurig gebruik in een klinische omgeving mogelijk te maken, evenals veelvuldig gebruik in een thuisomgeving.

### **Bewezen vernevelingstechnologie**

In combinatie met de herbruikbare SideStream handset of de SideStream Plus handset levert de InnoSpire Deluxe uiterst doeltreffende aërosoltherapie met korte behandelingstijden.

### **Hoofdkenmerken**

- Gecombineerd met herbruikbare SideStream of SideStream Plus
- Aandrijfflow van 7 LPM
- Geschikt voor continubedrijf
- Grote integrale opslag
- Handvat voor eenvoudig transport

**PHILIPS**  
RESPIRONICS

## Betrouwbare toediening van aërosolmedicatie

De herbruikbare SideStream en SideStream Plus zijn ontworpen om via een actief venturisysteem meer lucht op te zuigen, zodat het geneesmiddel snel kan worden toegediend en de behandelingstijd kort blijft.

De handstukken hebben een uniek diamond jet-ontwerp waarmee slijtage ten gevolge van veelvuldig gebruik tot een minimum wordt beperkt en aërosolen van consistent hoogwaardige kwaliteit wordt toegediend.



### Herbruikbare SideStream

Dankzij een venturi produceert SideStream een flowsnelheid van 16 l/min



Innovatief diamond jet-ontwerp zorgt voor aërosolen van een consistent hoge kwaliteit

### SideStream Plus

Uitgerust met een klep met weinig weerstand zodat het geneesmiddel snel wordt toegediend en er weinig wordt verspild



Ons optionele filteraccessoire helpt ook voorkomen dat er onnodig veel medicatie in de omgevingslucht terecht komt, in het bijzonder bij het vernevelen van antibiotica

Specificaties	Product	
Prestatiegegevens	SideStream Plus	Herbruikbare SideStream
MMAD	3,42 µm	2,93 µm
Fine-particle fraction	67%	76,3%
Behandelduur (2,5 ml vloeistof)	3,68 min	4,12 min
Productspecificaties	InnoSpire Deluxe	
Elektriciteitstoevoer	230 V/50 Hz, 1 A	
Max. druk compressor	360 kPa (3,6 bar)	
Gemiddelde flowsnelheid	7 LPM @ 10 psig	
Max. flowsnelheid	9,8 LPM	
Bescherming tegen thermische overbelasting	Thermische zekering; drempeltemperatuur 150 °C	
Maat	38 x 17 x 11 cm	
Gewicht	2,2 kg	
Geluidsniveau	58 ± 3 dBA	
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid	10 °C tot 40 °C/10% tot 95% niet-condenserend	

Bestelinformatie	Onderdeelnr.
<b>Vernevelingscompressorsystemen - met SideStream Plus set</b>	
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker	1110057
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – VK-stekker	1110064
<b>Vernevelingscompressorsystemen - met herbruikbare SideStream set</b>	
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker	1112278
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – VK-stekker	1112279
InnoSpire Deluxe – 220 V/60 Hz – VK-stekker	1110061
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker	1110058
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker	1110065
<b>Accessoires/vervangingsonderdelen</b>	
Herbruikbare SideStream Plus set	1092001
Jaarverpakking herbruikbare SideStream	2010A
Herbruikbare SideStream set met masker voor volwassenen	1223A
Herbruikbare SideStream set met masker voor kinderen	1224A
Herbruikbare SideStream set met mondstuk	1225A
Luchtinlaatfilters (verpakking van 4)	1113525

Ga naar [www.philips.com/innospire](http://www.philips.com/innospire) voor meer informatie



© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten worden voorbehouden.

Philips Healthcare behoudt zich het recht voor om, onaangekondigd en zonder verdere verplichtingen, wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of op een willekeurig moment de verkoop van een willekeurig product te beëindigen en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.

Broudy NB 1/20/14 MCI 4105979

Philips Healthcare is onderdeel van Koninklijke Philips

Philips Respironics België  
+32 (0)2 525 72 52

Philips Respironics Nederland  
0 402 783 596

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester PO20 2FT  
Verenigd Koninkrijk

Klantenservice  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)