



Urenstand uitlezen op Breas iSleep20 (205009/205039)

Stap 1:

- Zet het apparaat aan op de blaasstand.
- Druk de eerste knop (onder het  incoontje) in totdat u links onderin het scherm een 'i' ziet. Nu kunt u de urenstand aflezen op het beeldscherm.
- Noteer de urenstand op de antwoordkaart en stuur deze retour naar Mediq Tefa.



Stap 2:

Om terug te gaan naar het beginscherm drukt u nog 3 keer op de eerste knop (onder het  incoontje)